

# Coolshape™

360°C CRYOLIPOLYSIS Adelgazante

2 Mangos + 7 Copas de Enfriamiento

Para diferentes zonas de tratamiento y grosor de la grasa



PERMANENT



SAFE




PAINLESS




HONOR



SERVICE




*Congela tu grasa, redefine nuevas y bellas curvas*



## CRISTOLIPOLISIS Mango



Medical soft silicone material




Clasp

Change contours with ease

## 7 Tazas de Asa Intercambiables

# COOLING CUP



### 4 handle cups



for the big handle:

- ① 195\*85MM
- ② 210\*90MM
- ③ 215\*100MM
- ④ 230\*105MM

Treatment areas: waist & thigh



### 3 handle cups



for the small handle:

- ⑤ 140\*70MM
- ⑥ 155\*80MM
- ⑦ 165\*90MM

Treatment areas: arms, thigh & crus

## CARACTERÍSTICAS:

- ❖ **360 grados Rango completo de enfriamiento, más eficiente.**
- ❖ **2 asas + 7 copas** de enfriamiento para diferentes zonas de tratamiento y grosor de la grasa.
- ❖ Los DOS mangos pueden **trabajar juntos y por separado**, lo que reduce enormemente el tiempo de tratamiento.
- ❖ La mejor temperatura de enfriamiento **-10°C~10°C**, congela las células grasas sin dañar otros tejidos.
- ❖ Gran presión negativa de hasta **600Kpa** para el mejor resultado del tratamiento.
- ❖ **Pantallas de doble toque** en la máquina y en cada asa, más cómodas de manejar.
- ❖ Resultado inmediato, **indoloro y cómodo**.




## Más de 4 millones de efectos de tratamiento clínico:

- ❖ Al obtener  $-10^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$  debajo de la piel, las células grasas se congelarán gradualmente, envejecerán y luego morirán;
- ❖ Las células muertas se disolverán a través del proceso metabólico normal del cuerpo y se adelgazarán de inmediato.



Células grasas



Células grasas congeladas



Las células sordas desaparecen



Adelgazamiento




Pérdida de grasa del vientre



Darle forma al cuerpo



Remoción de doble mentón



## Antes y Después



before



before



before



after



after



after



**Mauricio Moreno**



**56 - 962681766**



**mmoreno@microkits.cl**

## Parámetros Técnicos:

Potencia de salida	1500W
Pantallas	LCD táctil a color de 10.4 ", LCD táctil a color de 3.5"
Pieza de mano	2 (A, B)
Presión de vacío	0 ~ 1 Mpa
Tiempo de trabajo	Continuamente / horas
Temperatura	-10 ~ 10°C
Sistema de refrigeración	Viento + viento + semiconductores + membrana anticongelante
Voltaje	220V/110V, 50/60HZ
Tamaño del paquete	64*55*55cm & 39*30*30cm
Peso del paquete	39kg & 4.7cm

**Microkits.cl**  
Servicios Tecnológicos